

Método de detección mecánica, insensible a las muestras anormales que presentan hemólisis, lipemia, ictericia, entre otras.



C2000-4

C2000-2



Especificaciones técnicas

Método de prueba	Método de coagulación (mecánico)	Exactitud	±3 %
Ítems de prueba	PT, APTT, TT, FIB etc.	Canal de pruebas	2/4
Volumen de la muestra	≤200 µL	Canal de incubación	6/16
Volumen de reactivo	50 µL 200 µL	Posición del reactivo	3/4
Temporizador	Pipeta electrónica	Impresión	Impresora integrada para C 2000 2/4
Consistencia del canal	4 %		

C2000-2/4

Analizador de coagulación semiautomático

Método de esferas de doble circuito magnético
Una promesa de resultado confiable

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
Correo electrónico: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray healthcare within reach es una marca comercial o marca registrada de Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
2015 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
P/N:SP-C2000-2-4210285X2P-20170302

mindray

mindray
healthcare within reach